

# RETROUVEZ VOTRE MUSCULATURE!

- \*Tonification des muscles
- \*Brûler les graisses
- \*Modelage du corps
- \*30 minutes sans période d'interruption !



**PWD 590**



## Pourquoi la thérapie par ondes électromagnétiques?

- Traitement non invasif et sans gêne
- 19% de réduction des graisses
- 16% d'augmentation de la masse musculaire
- 30 minutes de traitement corporel efficace
- Pas de temps d'arrêt
- Retrouver confiance dans son apparence
- Des résultats visibles et d'apparence naturelle



## Pourquoi la thérapie par ondes électromagnétiques?

**LIE DOWN**

**30**<sub>min</sub>

**=**

**WORKOUT**

**330**<sub>min</sub>

Plus de 20.000 Sit-ups

L'applicateur stimule le muscle plus de 20'000 fois pendant seulement 30 minutes de traitement, vous donnant l'impression de faire un entraînement intensif. Cela s'appelle un "exercice inactif" et il a également les mêmes effets sur le corps humain : il renforce votre musculature tout en éliminant la graisse.

## Pourquoi la thérapie par ondes électromagnétiques?

L'onde électromagnétique est la technologie permettant de renforcer les muscles et de sculpter votre corps grâce à la thérapie électromagnétique à haute intensité : on augmente les muscles présents ainsi que l'on fait pousser de nouvelles fibres musculaires.

Il est prouvé que cette technique permet de traiter les abdominaux, les fesses, les bras, les mollets et les cuisses.

Une excellente alternative non chirurgicale au lifting brésilien des fesses.



### BEFORE

Skin, fat and muscle form your overall body appearance.

### DURING


The skin remains unaffected while the energy penetrates to fat and muscle layers.

### AFTER

This results in substantial improvement of your appearance due to building muscle and burning fat.

## Comment fonctionne la thérapie par ondes électromagnétiques?

L'onde électromagnétique est basée sur une énergie électromagnétique focalisée de haute intensité. Une seule séance de traitement provoque des milliers de contractions musculaires puissantes qui sont extrêmement importantes pour améliorer le tonus et la force de vos muscles. Ces puissantes contractions musculaires induites ne peuvent être obtenues par des contractions volontaires. Le tissu musculaire est forcé de s'adapter à ces conditions extrêmes. Il réagit en remodelant profondément sa structure interne, ce qui entraîne la formation de muscles et le modelage de votre corps.



## Spécifications techniques

Sortie Laser	2600 W
Fréquence	27.12MHz
Applicateurs	2
Taille des applicateurs	17*21cm
Fréquence de travail	1~50Hz
Largeur d'impulsion	300us
Energie	1~10Tesla ajustable
Ecran de travail	Ecran tactile couleur de 10,4 pouces
Système de refroidissement	Système de refroidissement à air et à eau
Alimentation électrique	AC 100~240V, 50/60Hz

## CANDIDAT IDÉAL :

Ceux qui ont de la graisse indésirable dans des zones ciblées..

Application et domaines pouvant être traités ?



Éliminer les graisses abdominales tenaces

Raffermir et tonifier les muscles abdominaux

Soulever et sculpter les fesses

Améliorer la séparation abdominale (diastasis recti)

Construire du muscle ET brûler de la graisse simultanément



# Caractéristiques de la thérapie par ondes électromagnétiques

## ◆ Cadre métallique

◆ Matériau galvanisé anti-rouille, tous les composants sont assemblés et fixés solidement sur le cadre métallique;

## ◆ Boîtier détachable

◆ Le boîtier peut être détaché en plusieurs parties, c'est pratique pour la maintenance ;;

## ◆ Un bon matériau ABS

◆ (ACRYLONITRILE BUTADIÈNE STYRÈNE)

◆ Le boîtier est en ABS, très solide et résistant.

◆ Il est recouvert d'une laque résistant aux radiations électromagnétiques.



Ps: Here picture just for explanation, pls refer detailed device interior structure pic.

## Écran tactile de 10,4 pouces, Orientable à 180°

L'écran pliable et pivotant à 180° facilite l'utilisation pendant le traitement



Les deux applicateurs de traitement peuvent travailler simultanément.




Les deux applicateurs de traitement peuvent travailler simultanément.




# Interface d'exploitation conviviale

- Différencier le traitement en fonction du sexe



- Choisir différentes zones de traitement



# Interface d'exploitation conviviale

- Avec réglage du compte à rebours de la durée du traitement

The interface is divided into two main vertical sections. The left section, titled "Workout Program", contains five blue buttons: "HIIT", "Hypertrophy", "Strength", "Combo 1", and "Combo 2". The right section features a large circular dial for "Level" selection, currently set to "8". The dial has a color gradient from green at the top to red at the bottom. Below the dial is a "Time" display showing "00:30:00" with up and down arrow buttons for adjustment. At the bottom of the screen, there are icons for temperature (°C) and a glass, a back arrow button, and a "Ready" button.

## Questions fréquemment posées

### ■ DURÉE DU TRAITEMENT?

30 minutes par zone. Plusieurs zones peuvent être traitées simultanément en une seule séance.

### ■ QUE RESSENT-ON DURANT LE TRAITEMENT ?

Pendant le traitement, vous pouvez vous reposer et vous détendre. Par la suite, vous pouvez ressentir une légère douleur, comme si vous aviez fait un entraînement intensif.

### ■ DANS COMBIEN DE TEMPS LES RÉSULTATS SERONT-ILS VISIBLES ?

Résultats précoces 2 à 6 semaines après le traitement. Amélioration clinique continue pendant 6 mois.

### ■ DURÉE DES EFFETS ?

La perte de graisse peut être permanente, les effets sur les muscles sont de longue durée (probablement 6 mois ou plus). Après une première série de 4 traitements, un entretien périodique (tous les 3 à 6 mois) est recommandé. Des habitudes alimentaires raisonnables et une pratique régulière d'exercices physiques, sont également recommandés